

Guia de compatibilidade dos acessórios

Data de entrada em vigor:
Setembro de 2018

Produto	Plataforma Tempus	Plataforma North	Plataforma Era
Para os pacientes:			
Kit recarregável¹	•	•	
Aplicação Remote Plus²	•		
Aplicação uControl	•	•	
TV Connector²	•		
Controlo remoto 2	•	•	
uStream	•	•	
uDirect 3	•	•	
uTV 3³	•	•	•
uMic³	•	•	•
IIC remoto (controlo remoto micro CIC)	•	•	•
Controlo remoto			•
Controlo remoto Smart Control			•
uDirect 2			•
uTV 2³			•
Para profissionais de saúde auditiva:			
Programação iCube II	•	•	•
Programação iCube			•

¹Kit recarregável específico do produto oferecido para os aparelhos auditivos Moxi All R, Moxi Fit R e Stride M R

²Compatível com o aparelho Moxi All, 2,4 GHz

³uStream, uDirect 3 ou uDirect 2 requeridos

A aplicação uControl, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic e o controlo remoto IIC (para micro CIC) não são compatíveis com os aparelhos auditivos Moxi All.

A compatibilidade dos acessórios pode também estar limitada pelo modelo de produto e nível de tecnologia.

Plataforma Tempus:		Plataforma North:		Plataforma Era:	
T Max SP	T Stride P Dura	Stride M	Moxi Dura	Moxi ²	Quantum ² wireless ITEs
T Max UP	T Moxi Now	Stride P	Stride wireless ITEs	Moxi ² Kiss	Quantum ² non-wireless ITEs
T Moxi All	T Moxi Kiss	Stride P Dura	Stride non-wireless ITEs	Moxi ² Dura	Max SPm
T Insera	T Moxi Fit	Moxi Now	Stride IIC	Quantum ² S	Max SP
T Stride M	T Moxi Dura	Moxi Kiss		Quantum ² HP	Shine Rev BTEs
T Stride P		Moxi Fit		Quantum ² micro CIC	Shine Rev ITEs

Guia de emparelhamento dos acessórios

Produto	uStream	uDirect 3	uDirect 2
Aplicação Remote Plus			
Aplicação uControl	Controlo remoto	Controlo remoto e As Minhas Classificações	Não
uTV 3	Transmissão e carregar	Transmissão e carregar	Transmissão e carregar
uMic	Transmissão	Transmissão	Transmissão
uTV 2	Transmissão	Transmissão e carregar	Transmissão e carregar