

Überblick

SoundCore		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav Automatikprogramm identifiziert und klassifiziert Signale in allen Umgebungen, mit dem Schwerpunkt auf Gesprächssituationen.	Musik	•	•			
	Geräuschvolle Umgebung	•	•	•		
	Gespräch in großer Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in kleiner Gruppe	•	•	•		
	Gespräch in ruhiger Umgebung	•	•	•	•	
	Gespräch im Störgeräusch	•	•	•	•	
	Ruhige Umgebung	•	•	•	•	
	Anzahl Umgebungen	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro Garantiert optimales Sprachverstehen und exakte Lokalisierung, selbst in den schwierigsten Umgebungen.	SpeechPro	•	SpeechZone+ 2	SpeechZone		
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
	Dynamische räumliche Wahrnehmung	•				
Sound Conductor Die dynamische Balance der Funktionen sorgt für Sprachverstehen, Komfort und natürlichen Klang.	Sprachanhebung	•	•	•	•	•
	Störgeräuschunterdrückung	•	•	•	•	•
	Adaptive Direktionalität	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Räumliche Wahrnehmung Macht es einfacher, Signale zu lokalisieren und sorgt so für natürliches, realistisches Hören.	Räumliche Wahrnehmung	Dynamisch	Personalisiert	•		
	Pinna Effekt	•	•	•	•	•
Klangstabilisierung	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Windmanager	•	•	•	•	•
	Rückkopplungsmanager	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•
Erlebbare Innovationen						
Einblicke in den Höralltag	Log It All	•	•	•	•	•
	Kundenbewertungen	•	•	•	•	•
	Data Logging	•	•	•	•	•
Flex	Flextrial	•	•	•	•	•
	Flexupgrade		•	•	•	•
Komfort						
	Akku-Technologie	•	•	•	•	•
	DuoLink	•	•	•	•	•
	T-Spule und Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaurales Telefon	•	•	•	•	
Anpassung						
	Automatischer Anpass Manager	•	•	•	•	•
	MyMusic	Autom. binaural synchronisiert	Autom. binaural synchronisiert	•	•	•
	Frequenzkompression	•	•	•	•	•
	Tinnitus Masker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streaming Programme	•	•	•	•	•
	Manuelle Programme	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 und DSLv5	•	•	•	•	•
	Kanäle	20	20	16	10	6



Produktabbildungen entsprechen der tatsächlichen Größe
Kompatibilität kann je nach Bauform eingeschränkt sein