

Kompatibilitätsübersicht Zubehör

Gültig ab: September 2018

Produkt	Tempus Plattform	North Plattform	Era Plattform
Für Kunden:			
Akku-Set ¹	•	•	
Remote Plus App ²	•		
uControl App	•	•	
TV Connector ²	•		
Remote Control 2	•	•	
uStream	•	•	
uDirect 3	•	•	
uTV 3 ³	•	•	•
uMic ³	•	•	•
IIC-Fernbedienung (micro CIC Fernbedienung)	•	•	•
Remote Control			•
Smart Control			•
uDirect 2			•
uTV 2 ³			•
Für Hörakustiker:			
iCube II Programmierung	•	•	•
iCube Programmierung			•

¹Produktspezifische Akku-Sets sind verfügbar für Max SP R, Moxi All R, Moxi Fit R und Stride M R Hörsysteme

²Kompatibel mit Moxi All 2,4 GHz Hörgeräten

³uStream, uDirect 3 oder uDirect 2 als Streamer erforderlich

uControl App, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic, und IIC Remote (micro CIC Remote) sind nicht mit Moxi All Hörsystemen kompatibel. Die Kompatibilität des Zubehörs kann je nach Bauform und Technologie-Ebene eingeschränkt sein.

Tempus Plattform Produkte:		North Plattform Produkte:		Era Plattform Produkte:	
T Max SP	T Stride P Dura	Stride M	Moxi Fit	Moxi ²	Quantum ² wireless IdOs
T Max UP	T Moxi Now	Stride P	Moxi Dura	Moxi ² Kiss	Quantum ² non-wireless IdOs
T Moxi All	T Moxi Kiss	Stride P Dura	Stride wireless IdOs	Moxi ² Dura	Max SPm
T Insera	T Moxi Fit	Moxi Now	Stride non-wireless IdOs	Quantum ² S	Max SP
T Stride M	T Moxi Dura	Moxi Kiss	Stride IIC	Quantum ² HP	Shine Rev 4 HdOs
T Stride P				Quantum ² micro CIC	Shine Rev 4 IdOs

Funktion Zubehör

Produkt	uStream	uDirect 3	uDirect 2
Remote Plus App			
uControl App	Fernbedienung	Fernbedienung und Meine Bewertungen	Nein
uTV 3	Streaming und Streamer Ladestation	Streaming und Streamer Ladestation	Streaming und Streamer Ladestation
uMic	Streaming	Streaming	Streaming
uTV 2	Streaming	Streaming und Streamer Ladestation	Streaming und Streamer Ladestation