

70% van alle cliënten wil een hoortoestel dat kan worden opgeladen.*



Producten weergegeven op werkelijke grootte

*Onderzoek naar de voorkeur voor een oplaadbaar hoortoestel. Hearingtracker.com, augustus 2016.

SoundCore		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav Een automatisch programma identificeert en classificeert geluiden in verschillende omgevingen, waarbij de nadruk ligt op spraak.	Muziek	•	•			
	Lawaai	•	•	•		
	Gesprek in een grote groep	•	•	•		
	Gesprek in een kleine groep	•	•	•		
	Gesprek in rust	•	•	•	•	
	Gesprek in lawaai	•	•	•	•	
	Rustig	•	•	•	•	
	Totaal aantal luistersituaties	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro Biedt optimale verstaanbaarheid en lokalisatie van spraak, zelfs in de meest complexe luistersituaties.	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
	Dynamic Spatial Awareness	•				
Sound Conductor Stemt de functies op dynamische wijze op elkaar af voor meer spraakbegrip, comfort en natuurlijk geluid.	Speech enhancement	•	•	•	•	•
	Noise reduction	•	•	•	•	•
	Adaptief directioneel	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Spatial Awareness Maakt het gemakkelijker om geluid te lokaliseren en biedt een meer natuurlijke en realistische luisterervaring.	Spatial Awareness	Dynamisch	Aangepast	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•
Geluidsstabilisatie	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Wind control	•	•	•	•	•
	Feedback manager	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•
Innovaties						
Cliëntstatistieken	Log It All	•	•	•	•	•
	Cliënt Beoordelingen	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•
Comfort	Oplaadbaar	•	•	•	•	•
	DuoLink	•	•	•	•	•
	Ringleiding en easy-t	•	•	•	•	•
	Binaurale Telefonie	•	•	•	•	•
Aanpassen	Automatische Adaptatie Manager	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaurale	Binaurale	•	•	•
	Frequency compression	•	•	•	•	•
	Tinnitusmaskeerder	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streaming programma's	•	•	•	•	•
	Handmatige programma's	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 en DSLv5	•	•	•	•	•
	Aangepaste kanalen	20	20	16	10	6

We hebben nog meer brochures over Tempus en Tempus-oplossingen die uw cliënten op prijs zullen stellen.

Neem voor deze brochures contact op met uw vertegenwoordiger van Unitron.

Bij Unitron zetten wij ons in voor mensen met gehoorverlies. We werken nauw samen met hoorspecialisten om hooroplossingen te bieden die iemands leven op een positieve manier beïnvloeden. Omdat een goed gehoor belangrijk is.

© 2017 Unitron. All rights reserved.

16-048 028-6240-07

unitron.com

sonova
HEAR THE WORLD

Driven by Tempus

unitron. Hearing matters

A Sonova brand

Opgeladen en klaar voor een dag lang luisteren.

's Werelds kleinste oplaadbare hoortoestel met een prijswinnend design.



De tijd is rijp voor een echt revolutionaire oplaadbare oplossing. Moxi™ Fit R is het kleinste oplaadbare hoortoestel ter wereld. Het prijswinnende design is uitermate flexibel. Soms heeft men in het leven een back-upplan nodig. Daarom kunnen cliënten op ieder moment hun oplaadbare batterijen verwisselen voor gewone zink-luchtbatterijen, zodat ze geen enkel gesprek meer hoeven te missen. Dit hoortoestel is uitgerust met alle functies en is extreem eenvoudig in het gebruik, dankzij de ringleiding en drukknop voor uitstekende bedieningsmogelijkheden. Eenvoudiger dan dit wordt het niet.



Erg gemakkelijk voor cliënten

Handig

Cliënten kunnen *na een nachtje opladen langer dan 24 uur luisteren vooruit.

Flexibel

Aangezien het toestel werkt op zowel oplaadbare als gewone batterijen, zitten cliënten nooit meer zonder stroom.

Duurzaam

Een oplaadbare batterij gaat een jaar lang mee en vervangt daarmee tot 100 niet-oplaadbare batterijen. Bovendien is de batterij volledig recyclebaar.

*90 minuten draadloos streamen

Ontworpen om gesprekken op gang te brengen

Moxi Fit R is beschikbaar op Tempus™, ons nieuwe platform dat ideaal is voor gesprekken. Het gemak van oplaadbaar wordt gecombineerd met ons prijswinnende design, waarbij de cliënt als ijkpunt wordt genomen. U krijgt dus een krachtige oplossing die uw cliënten méér geeft van wat ze willen.



Meer redenen om te kiezen voor onze oplaadbare oplossing:

De oplaadset maakt elk Moxi Fit-hoortoestel oplaadbaar

Verkrijgbaar in 6 kleuren

Producten weergegeven op werkelijke grootte
De oplaadset is tevens te gebruiken met Moxi Fit op het North-platform.